

Finalidade:

O rebordo aplica-se no prato tradicional para evitar a queda da comida. Pode ir à máquina de lavar loiça.

Aplica-se a todos os pratos com o diâmetro de 23 a 28 cm.

Características:

Rebordo aplicável a pratos com diâmetro de 23 a 28cm.

Lavável na máquina de lavar loiça.

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 813073

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar à mão ou na máquina de lavar loiça.

Instruções de utilização:

É uma solução económica e simples para facilitar as refeições de quem tem dificuldade na utilização dos talheres durante as refeições e só utiliza uma mão.

Imagens do Artigo: