

Finalidade:

Bengala telescópica em alumínio, dobrável em 5 partes para fácil arrumação numa bolsa. A ampla extremidade ABS montada em um eixo rotativo desliza facilmente no chão. Extremidade equipada com um refletor vermelho para melhor visualização dos outros transeuntes. A extremidade superior macia pra maior conforto na sua utilização.

Características:

Bengala telescópica em alumínio, dobrável em 5 partes. Extremidade inferior com refletor vermelho e extremidade superior macia.

Dimensões:

Comprimento desdobrado 130cm, dobrado 28cm.

Cor: Vermelho/preto/branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:**Classificação:**

Modelo: 816097

Marca: Identités

Declaração de conformidade:

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR
qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Limpe com detergente suave e água. Manter seco.

Instruções de utilização:

Encaixe fácil para montar e desmontar. Alça para prender no pulso.

Imagens do Artigo: