

Finalidade: As palmilhas Casual Comfort Aetrex são projetadas para uso diário e fornecem suporte e amortecimento ideais. Esta órtese apresenta nosso exclusivo suporte de arco Aetrex para ajudar a alinhar biomecanicamente seu corpo e prevenir dores comuns nos pés.

Características: Cobertura CopperGuard® (antibacteriana, anti-fungos, anti-odores), Núcleo e espuma de memória de alta densidade IQ150™ (Máximo conforto e amortecimento no uso diário), Base moldada em Poliuretano AeroCell™ (grande resistência e durabilidade). Apoio do Arco Plantar Aetrex (maximiza o equilíbrio e a estabilidade).

Almofada metatarsal. Arco Médio / Alto – Com suporte metatársico para distribuição de peso. Espessura da palmilha: 0,19”

Dimensões: L605 tamanhos diversos

L605M: 40,5 ; 42 ; 43; 44,5 ; 46 ; 47

L605W: 34,5 ; 35,5 ; 36,5 ; 37,5 ; 38,5 ; 39,5

Lote: Ver embalagem

Cor: Única

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: 93/42/EEC

Classificação: Classe 1

Modelo: L605

Marca: Aetrex

Declaração de conformidade: 93/42/EEC

Fabricante: Aetrex Worldwide, Inc

Morada do fabricante: 414 Alfred Avenue, Teaneck, New Jersey 07666 USA

Representante: Emergo Europe

Morada do Representante: Molenstraat 15, The Netherlands

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Manter limpo, seco e longe da luz solar direta.

Instruções de Utilização:

Esta é a nossa opção de ortose neutra, ótima para um tipo de arco médio ótima ou se não tiver certeza de qual ortose personalizada experimentar, com um calcanhar em concha para amortecer e estabilizar o pé uma almofada metatarsal para redistribuir o peso e aliviar o desconforto do pé. Indicado para o dia a dia.

Imagens do Artigo:

