

TIRANTE IMAN

Finalidade: O cinto abdominal com tirantes de ombro para cadeira ou poltrona oferece soluções para problemas de instabilidade causada por fatores físicos ou psicológicos deficiências físicas ou psicológicas funcionais. Impede o paciente de se inclinar, deslizar ou sofrer de má postura. Fornece um apoio firme e confortável na zona abdominal com um fecho seguro, fecha nas costas para impedir a abertura por iniciativa própria.

Características:

Acolchoado: 20% anteline; 20% veludo e 60% espuma. Fecha com iman.

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul e preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 304301

Marca: UBIO

Dimensões: 15 cm altura

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º 96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior -
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar regularmente à mão ou à máquina a uma temperatura máxima de 40°C. Secar na horizontal sem fontes de calor. Não usar lixívia.

Instruções de Utilização:

Para o correto posicionamento deste artigo, o paciente deve ser posicionado confortavelmente na cadeira e o cinto deve ser passado. Impede o paciente de se dobrar, deslizamento ou má postura. Fornece um apoio firme e confortável no abdómen com um fecho de segurança nas costas para evitar para o paciente abra sozinho.

Imagens do Artigo: