

TACAO CALCANHAR

Finalidade: Indicado após intervenções em falanges e joanetes. O seu desenho evita a carga sobre o antepé concentrando todo o apoio sobre o calcanhar. Respirável, muito leve e antideslizante.

Características: Composição do tecido maia:
50% Poliéster; Composição Velcro: 10% Nylon
Composição única: 10% Material EVA.

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: Cunha Invertida

802370 – 34-37

802372 – 38-40

802374 – 41-43

802376 – 44-46

Marca: UBIO

Dimensões: Tamanhos - 34-37; 38-40; 41-43; 44-46

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

O sapato deve ser limpo com uma escova ou com um pano ligeiramente humedecido. Não expor a calor direto. Armazenar numa superfície plana, protegendo de exposição a luz natural e humidade.

Instruções de Utilização: Recomendado para todas as patologias de calcanhar, fratura do calcâneo (osso do calcanhar grande), escaras ou queimaduras do calcanhar.

Multiusos: Pós-operatório de cirurgias regulares do pé. Reduz o tempo de recuperação causado por diabetes. (Ulceração do calcanhar)

Facilmente ajustável graças às suas cintas extra longas com a fixação de velcro que permite caber em qualquer pé com qualquer contorno. Peso muito leve.

Imagens do Artigo:

