

Finalidade: Sapato concebido para proporcionar uma proteção sólida para o pé após a cirurgia. É um modelo ambidextro, ou seja, que servem ambos os pés. Facilmente ajustável graças às suas cintas extra longas com a sua fixação de velcro que lhe permite caber qualquer pé. Especialmente indicado quando o pé é enfaixado e é impossível de usar calçado convencional. Peso muito leve, feito de material respirável. Graças à sua sola antiderrapante, proporciona maior segurança ao deslocar-se.

Características: Composição do tecido maia:
50% Poliéster; Composição Velcro: 10% Nylon
Composição única: 10% Material EVA.

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: Cunha Invertida
802300 – 34-36
802305 – 37-38
802310 – 39-41
802315 – 41,5-43
802320 – 43,5-45

Marca: UBIO

Dimensões: Tamanhos - 34-36; 37-38; 39-41;
41,5-43; 43,5-45

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind.
Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig,
Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

O sapato deve ser limpo com uma escova ou com um pano ligeiramente humedecido. Não expor a calor direto. Armazenar numa superfície plana, protegendo de exposição a luz natural e humidade.

Instruções de Utilização: Verifique se o sapato encaixa corretamente, dimensioná-lo à patologia sofrida. Facilmente ajustável graças às suas cintas extra longas com a sua fixação de velcro que lhe permite caber qualquer pé. Especialmente indicado quando o pé é enfaixado e é impossível de usar calçado convencional. Peso muito leve, feito de material respirável. Graças à sua sola antiderrapante, proporciona maior segurança ao deslocar-se.

Imagens do Artigo:

