ANDARILHO VICTOR - 826228

G GeriMais

4 RODAS C/ ASSENTO

Finalidade:

O Andarilho Victor é versátil, pode ser usado como um andarilho de 4 rodas, é confiável e facilmente se converte em uma cadeira de transferência. A mudança de uso é simples, basta desdobrar a pá do apoio para os pés e mudar a direção do encosto. Ideal para caminhar com segurança e voltar a sentar-se em caso de cansaço. Equipado com assento acolchoado, alças e encosto em espuma. Sistema de travagem simples para estacionamento.

Características:

Peso máximo do utilizador - 110 kg

Dimensões:

Gerais: L 61 x C 60 x A 78 a 89 cm Assento: L 45 x C 32 x 52 cm

Peso: 8,8 kg

Cor: Borgonha

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 826228

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos

Combatentes N. º96, Estrada Nacional 1, Lugar

Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior -

qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Manter limpo e seco. Verificar regularmente que todas as peças se encontram em bom estado e que os travões funcionam.

Instruções de utilização:

Graças à sua estrutura robusta, o usuário pode sentar-se no assento acolchoado e recostar-se no encosto. Os apoios para os pés podem ser levantados.

Imagens do Artigo:



