

Finalidade: Saco de primeiros socorros / emergência tem separações individuais para uma utilização e manutenção rápida. Utilizados para transporte de equipamentos médicos e todos os acessórios necessários para uma operação de emergência.

Características:

Poliéster 600D, nylon 210 D e 420D, vinil transparente.

Peso máximo suportado: 30 Kg

Dimensões: 500 x 220 x 240 mm

Cor: Vermelho

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: EM810

Marca: Easyred

Declaração de conformidade: Directiva CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -
qualidade@gerimais.com.

Instruções de Utilização:

Saco de emergência para transporte de equipamentos médicos e todos os acessórios necessários para uma operação de emergência. Todos os medicamentos e outros líquidos contidos no saco têm de ser fechados para evitar qualquer emissão acidental.

Manutenção e armazenamento:

O saco deve estar sempre limpo e sem resíduos de no interior do saco.

Limpeza:

Lave à mão com detergente suave. Deixar secar ao ar sem luz direta. Não passar a ferro.

Imagens do Artigo:

