

**Finalidade:**

Almofada de sentar anti escaras, ajuda na prevenção do aparecimento de escaras, de úlceras de pressão, próprias de corpos que permanecem imóveis durante longos períodos de tempo, facilitando a posição das pernas de pessoas que passam muito tempo sentadas.

**Características:**

Saniluxe – impermeável, suave e lavável, alta resistência.

Capa: Saniluxe (60% poliéster, 40% poliuretano)

Anti ácaro, anti-bacteriano, anti-fúngico, à prova de fogo, impermeável e lavável. Antiescara e anatômica, facilitando a posição das pernas.

Visco de alta densidade – 80kg/m<sup>3</sup>

Risco médio de escaras.

Fecho de correr.

**Peso máximo:** 80 kg

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 102704

**Marca:** UBIO Qualitylife

**Dimensões:** 41 x 41 x 8 cm

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

A capa pode ser lavada à mão ou na máquina com detergente neutro a 60°C sem centrifugação. Não utilizar produtos abrasivos e/ou lixívia. Pode ser limpo a seco. Secar a baixa temperatura. Não passar a ferro.

**Importante: Não molhar o interior da Almofada**

**Instruções de Utilização:** Adaptada a diferentes tipos de assentos, o que permite utilizar cadeira de rodas, sofás, etc. Posicionar a almofada sobre uma base plana.

**Imagens do Artigo:**