

# SOFÁ RELAX ELÉCT. RENAISSANCE – 821049 GeriMais

## CHOCOLATE OU CINZA

**Finalidade:**

Poltrona eléctrica que permite levantar-se suavemente graças ao seu movimento suave e reconfortante. Modelo de 1 motor. A posição relaxada é quase deitada. Graças ao sistema de translação do assento, o espaço entre o encosto e o assento é reduzido, o que garante um conforto ideal.

**Características:**

Motor para operar o apoio dos pés e o tronco. Apoios de braço em espuma PU de densidade D18, dureza 70, apoio para os pés em espuma PU de densidade D24, dureza 50, Assento em espuma PU de densidade D18, dureza 70 + base de espuma de espuma. Encosto em fibras ocas de poliéster para um conforto suave.

Peso máximo do utilizador – 110 kg

Peso – +- 42 kg

**Dimensões:**

Gerais: 84 x 92/173x 113/86 cm

Assento: 52 x 50 x 50 cm

**Cor:** Castanho ou Cinza

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Classificação:**

**Modelo:** 821049

**Marca:** Identités

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

**Manutenção e armazenamento:**

Mantenha limpo e seco. Utilize um pano húmido.

**Instruções de utilização:**

Com a utilização do comando pode reclinar-se para uma posição confortável que minimize a pressão sobre a coluna. A cadeira elevatória consegue elevá-lo de uma posição sentado para uma posição vertical.

**Imagens do Artigo:**

 GeriMais